

# otiom<sup>®</sup>



Frihed til bevægelse  
Sikkerhed for alle





Udviklet og produceret i Danmark



Certificeret medicinsk udstyr **MD**



Unik lang batterilevetid



Ingen løbende omkostninger



Indendørs lokalisering



Udendørs lokalisering



Individuelle sikkerhedsprofiler



Kan integreres med gængse alarmsystemer



Kombinerer nyeste teknologier



Ingen konstant overvågning



Betjenes via smart App eller Web App



Kan syes ind i tøjet



Kan maskinvaskes op til 60 grader



otiom®

## 🍷 Otiom er udviklet i Danmark – godkendt som globalt produkt

Er resultatet af et af Danmarks største Offentlige-private-innovationssamarbejder (OPI). Har som eneste lokaliseringsprodukt i verden opnået Medicinsk klassificering. Nu bliver vi det første lokaliseringsprodukt der bliver optaget i lister over medicinske hjælpemidler der kan blive dækket af de hollandske og tyske lovpligtige sygesikringer!



 REHADAT  
GKV-Hilfsmittelverzeichnis



# Otiom - sådan fungerer det



Batteri  
Ca. 3 år

**Otiom hjemmebase**  
Placeres hvor personen bor.

Hjemmebasen kommunikerer med brikken og registrerer når personen forlader (pleje)hjemmet



Batteri  
op til en måned

## Otiom brik

Bæres af personen med demens.

Brikken kan bæres med sikkerhedssnor om halsen, klips i bæltet eller kan syes ind i tøjet (tåler vask på 60 grader).

Brikken oplades via den trådløse oplader. Det tager ca. 2 timer at oplade brikken.



Brikken kommunikerer med Otioms App og registrerer, hvor personen befinder sig




## Otiom App

Administreres af pårørende/plejepersonale.

App'en kan hentes på iPhone og Android.

# Otiom i brug




## • Hvilke data indsamler og returnerer Otiom for at opfylde tjenesten?

- Bluetooth-signal
- Bluetooth-signalstyrker
- Bluetooth MAC-adresser
- Satellittens hjælpedata
- Satellit-placeringer
- Info om mobilmaster
- Beregnede GPS-placeringer




# Tidsbesparende lokaliseringsteknologi i praksis

- der bliver ikke flere hænder og mere tid



58 % FTE

*(ved brug af konkurrenternes produkt til opladning og kontrol)*



7 % FTE

otiom®



# Tak

Otiom A/S  
Raadyret 48  
9530 Stoevring

**Kontakt:**

Thomas Pedersen, stifter og direktør  
e-mail: [tpe@otiom.com](mailto:tpe@otiom.com)  
Tel.: +45 2542 2960

otiom®