









## Indhold i inspirationskuffert med hjælpemidler til personlig pleje






Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<p><b>Blød drejeskive</b></p> 	<p>Brugeren kan uden store smerter og vrid dreje sig ud af en bil, seng eller stol.</p> <p>Undersiden er belagt med en antiskrid-belægning for større sikkerhed.</p> <p>Diameter: 43 cm.                      Findes i flere størrelser.</p>	52921	380 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Pill-Out</b>                      (pilletang til at trykke piller/tabletter ud af blisterpakker)</p> 	<p>Tangen kan anvendes med og uden medfølgende medicinbæger.</p> <p>Tangen holdes i én hånd og kan både anvendes i venstre og højre hånd.</p> <p>Den runde del placeres under blisterpakken med dækfolien nedad. Håndtagene klemmes sammen, og derved trykkes tabletten/pillen ud.</p>	81206	140 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Tabletknuser</b></p> 	<p>Tabletknuseren laver tabletter til pulver ved hjælp af drejehovedet.</p> <p>Det store skruelåg er let at holde ved og er en stor hjælp for personer med nedsat styrke i hænder og arme.</p> <p>Tåler maskinopvask.</p>	70436	50-60 kr.	<b>Selvkøb</b>
<p><b>Tabletknuser med morter</b>                      (Mediq)</p> 	<p>Tabletten knuses direkte ned i et plast-målebæger. Kraftig og holdbar model.</p> <p>Tåler maskinopvask ved 70 gr.</p> <p>Kan desinficeres med sprit.</p>	-	770 kr.	<b>Selvkøb</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Tabletdeler til alle tablettyper</b> (Mediq) 	<p>Tabletdeler med knivblad af rustfrit stål.</p> <p>Deler let og effektivt piller og passer til alle typer og størrelser.</p> <p>Har et ekstra rum til opbevaring af piller.</p> <p>Tåler maskinopvask ved 45 gr.</p>	-	100	<b>Selvkøb</b>
<b>Flaskeholder til øjendrypning</b> (Autodrop) 	<p>Autodrop er et hjælpemiddel, så du selv kan dryppe øjne, selvom du har nedsat syn eller nedsat kraft i hænderne.</p> <p>Ved korrekt placering af Autodrop, vil dråben falde rigtigt ned i øjet, og samtidig forhindre dig i at blinke.</p> <p>Autodrop passer til de fleste øjendråbeflasker.</p>	73479	120 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Flaskeklemme til øjendrypning</b> (Autosqueeze) 	<p>Særligt egnet til personer med svækkede fingerkræfter, da den gør det lettere at klemme øjendråberne ud af flasken.</p> <p>Autoqueueze kan anvendes i kombination med Autodrop.</p>	-	50 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Negleklipper</b> (Peta) 	<p>Tre-i-én monteret på plastplade med non-slip fødder.</p> <p>Kan lukkes helt sammen, når den ikke er i brug.</p>	30873	90-150 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>





Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Strømpepåtager</b> (almindelige strømper) 	Strømpepåtager i plast anvendes til påtagning af almindelige strømper.  Påtageren kan anvendes til alle størrelser af strømper.	28234	50 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Strømpepåtager</b> (Eureka-Varitex) 	Til påtagning af støtte- og kompressionsstrømper.  Velegnet til alle slags elastiske strømper, såvel med åben som med lukket tå.  Materialet er af spilerdug og kan forsigtigt håndvaskes.	22167	250-350 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Strømpepåtager</b> (Magnide) 	Til påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå.	70502 (M)  70503 (L – <b>ej i kuffert</b> )  83835 (XL– <b>ej i kuffert</b> )	250-500 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Strømpepåtager og -aftager</b> (Easy-Slide og Easy-Off) 	Sættet består af strømpepåtager og -aftager.  Anvendes til kompressionsstrømper med åben tå.  Kan vaskes i hånden ved 30 gr. Tørres med håndklæde. Kan desuden tåle afsprøjtning med 70% ethanol. Udførlig vejledning medfølger.	54399 (S– <b>ej i kuffert</b> )  54400 (M)  54401 (L– <b>ej i kuffert</b> )  54402 (XL– <b>ej i kuffert</b> )	250-350 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<p><b>Strømpepåtager og -aftager</b> (DOFF N' DONNER)</p> 	<p>En ny måde at på- og aftage alle typer kompressionsstrømper - med åben eller lukket tå. Formet som en kontinuerlig vandballon, kan strømpen rulles og skubbes på og af i stedet for at trække, hvilket gør at på- og aftagning kan foretages hurtigere og med mindre styrke.</p> <p>Der medfølger udførlig beskrivelse, ligesom der findes mange YouTube-vejledninger i brugen af hjælpemidlet.</p> <p>Hjælpemidlet kan være udfordrende at anvende og kræve en del øvelse.</p>	77809	550-755 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Strømpepåtager og -aftager</b> (DressBuddy Kombi, PÅ/AF)</p> 	<p>Beregnet til både på- og aftagning af korte og lange kompressions- og støttestrømper med både åben og lukket tå. De gule kugler anvendes til påtagning, og de blå anvendes til aftagning.</p> <p>Den anvendes typisk af brugere, som ikke kan bukke sig frem og nå ned til fødderne.</p> <p>Det er muligt at tage kompressionsstrømpen på og af med blot én arm.</p> <p>Skal anvendes med friktionsplade og glidestykke til fod.</p>	72507	1.500 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Strømpepåtager og -aftager</b> (Slip-Perfect 2i1) 	<p>Glidestykke til på- og aftagning af kompressionsstrømper med enten åben eller lukket tå. Fold slippen godt om fod og ben for at få et godt glid.</p> <p>Slippen trækkes ud af strømpen foroven ved at trække i den. Ved aftagning placeres foden i posen og strømpen kan trækkes af.</p> <p>Kan med fordel anvendes med DressBuddy Kombi AF/PÅ.</p>	103105	290 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Friktionsplade</b> (35x25 cm) 	<p>Friktionspladen anvendes til hjælp under på- og aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.</p> <p>Kan med fordel anvendes med DressBuddy Kombi AF/PÅ.</p>	72546	240 kr.	<b>Mulighed for bevilling i sæt med f.eks. DressBuddy Kombi</b>
<b>Atager til kompressionsstrømper</b> (Take Off) 	<p>Et simpelt hjælpemiddel der i et nemt trækker strømpen af.</p> <p>Bruges af en hjælper.</p>	101106	450 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Strømpepåtager med frotté/nylon</b> (almindelige strømper) 	<p>Strømpepåtageren er forsynet med frotté på ydersiden, hvilket bevirker, at strømpen ikke glider af, mens de to slidser gør strømpepåtageren fleksibel.</p> <p>Nylon på indersiden får foden til at glide let ned i strømpen.</p> <p>Den er lavet af bøjeligt materiale, som kan tilpasses til alle typer og størrelse af strømper.</p>	41131, 79672 og 19433	100 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>






Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Skohorn på snor</b> 	<p>Skohornet fungerer som et langt skohorn, selvom det fylder minimalt.</p> <p>Sæt skohornet fast på skoens hælkap.</p> <p>Sæt sko på gulvet og sæt foden i skoen.</p> <p>Skohornet frigøres let fra skoen med et træk i snoren.</p>	19426	130 kr.	<b>Selvkøb</b>
<b>Knappelukker (Good Grips)</b> 	<p>Knappekrogen anvendes af personer, der har svært ved at knappe bukser, skjorte eller lignende.</p> <p>Bruges til mellemstørrelse knappehul.</p>	19443	90 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Knappelukker</b> 	<p>Knappelukker med sort plastikhåndtag.</p> <p>Findes til både små og store knapper.</p>	22384 (lille) 22383 (stor)	90 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Påklædningspind</b> 	<p>Påklædningspind som er forsynet med krog og gummidup.</p> <p>Velegnet ved påklædning og til aftagning af strømper.</p>	19438	100 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>På- og afklædningspind (DressOn)</b> 	<p>Kan anvendes til strømper, trøjer, jakker, bukser m.m.</p> <p>I enden er der monteret en effektiv friktionskugle, som sikrer en god vedhæftning på tøjet.</p>	79634	600 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>












Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<p><b>Påklædningshjælp til BH</b> (Bra Angel)</p> 	<p>En enkel og effektiv hjælp til påtagning af BH. Kan bruges med én hånd.</p> <p>Anvendes af borgere med nedsat funktionsevne i arme og hænder.</p> <p>Der er én størrelse, som passer til alle typer BH.</p>	71389	300 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Jakkepåtager</b> (DressOn)</p> 	<p>Påtageren monteres på væggen.</p> <p>Jakken sættes på friktionskuglerne, så den holdes åben. Armene føres skiftevis ind i ærmerne – det anbefales at starte med ens eventuelt dårlige side, så den gode arm kan hjælpe til.</p>	80938	1.000 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Stoleforhøjer</b> (SureGrip)</p> 	<p>Enkel og let at montere og afmontere. Løfter stol, sofa eller seng, så det bliver lettere at rejse- og/eller sætte sig.</p> <p>Har møblet blokben, er det muligt at fjerne toppen af SureGrip og indsætte de medfølgende adaptorer, der også kan skrues fast på møblet.</p> <p>Højdeindstillelig fra 3.8-10 cm.</p>	65150	500-700 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Bønløftestrop</b></p> 	<p>Strop der er egnet til at løfte ben op på fodstøtter, i seng og lign.</p> <p>Kraftigt gjord-bånd.</p>	26470/79671	150-200 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>





Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<p><b>Rebstige med nylonenor</b></p> 	<p>Rebstigen kan gøre det nemmere at komme ind og ud af sengen ved at støtte i skiftet mellem liggende og siddende stilling.</p> <p>Den fastgøres omkring fodenden, hvorved man trinvist kan skifte stilling.</p>	27408	230 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Sengebånd/sengegjord</b></p> 	<p>Sengebåndet henvender sig til brugere, som har nedsat funktionsevne i ryggen, hoften, eller på anden vis kan have svært at komme op at sidde i sengen.</p> <p>Det fastgøres omkring fodenden, hvorved man trinvist kan skifte stilling.</p>	31250	175 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<p><b>Numsetørrer (Easywipe)</b></p> 	<p>Easywipe er en ny type holder/greb til toiletpapir. Den ene ende består af en blød/skånsom del, hvor toiletpapiret fastgøres. I modsatte ende er der en knap, som ved tryk løsner papiret efter brug.</p> <p>Leveres i pose med lynlås.</p> <p>Rengøres med en klud og mildt sæbevand. Må ikke lægges i blød.</p>	43103	300 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>




Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Hårvaskebassin</b> 	Oppustelig hårvaskekumme af kraftig vinyl.  Forsynet med drænslange og lille oppustelig nakkestøtte, hvilket giver optimal støtte og komfort for brugeren samt bedre arbejdsbetingelser for hjælperen.	80980	350 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Elastiksnørebånd (almindelige)</b> 	Tre par i hver pakke. Findes i sort, hvid og brun.  Erstatte de almindelige snørebånd.	79658	50 kr.	<b>Selvkøb</b>
<b>Elastiksnørebånd (snoede)</b> 	Et sæt selvlukkende elastiksnørebånd.  Anvendes som erstatning for alm. snørebånd, så sko ikke behøves at bindes.	55783/79663	40 kr.	<b>Selvkøb</b>
<b>Ring til lynlås</b> 	Et sæt med tre stk.  Gør det nemmere at lyne en lynlås.	79656	35 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Fod- og tåvasker</b> 	Designet til folk som har svært ved at bøje sig fremover.  Leveres med børste og tre svampe. Ekstra svampe kan tilkøbes.	80990	170 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Tåvasker/tåtørrer</b> 	Lavet til personer, som har svært ved at nå ned til fødder under bad.  Der medfølger to ekstra frottéklude.	12748	170 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Beauty kropsvasker</b> 	Lang kropsvasker med ergonomisk form, der gør det lettere for bevægelseshæmmede at vaske sig.	21527	200 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Lotion- og cremepåfører med svamp/pude</b> 	Lotion- og cremepåfører med langt håndtag og udskiftelig svamp. Den gør det muligt at påføre lotion og cremer på hele kroppen.  En særlig fordel er, at svampen ikke suger og absorberer lotion og creme.	115002	130 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Neglebørste på sugekopper</b> 	Monteres let på glatte overflader ved hjælp af de to sugekopper nedenunder børsten.	27384	100 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Neglefil på sugekopper</b> 	Monteres let på glatte overflader ved hjælp af de to sugekopper nedenunder filen.  Den er forsynet med både grov og fin belægning.	1734	90 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Protesetandbørste</b> 	Protesetandbørste med sugekopper til at sætte fast på bordet.  Velegnet til personer der kun kan anvende én arm/hånd.	36802	230 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Tube-klemme</b> 	Tube-klemmen er forsynet med en skrue, som drejes rundt, hvorved tuben klemmes. Den er let at bruge. Den er forsynet med sugekopper, hvilket gør, at den står godt fast. Den kan også sættes fast på flisevæg eller spejl.	44958	50 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Beauty kam</b> 	Ergonomisk forlænget og buet skaft.	21349	150 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Beauty børste</b> 	Ergonomisk forlænget og buet skaft.	21350	200 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<b>Nøglegreb til tre nøgler</b> 	Grebet kan anvendes af brugere, som har svært ved at holde om nøgler og dreje rundt.	71399	60 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Dør- og vinduesåbner</b> 	Anordningen har en krog i den ene ende og er hul i den anden.	52933	180 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Rygeforklæde</b> 	Brandhæmmende forklæde som kan beskytte ved rygning og tab af cigaret eller lign.  Kan vaskes på 60 gr. samt tørretumbles.	49006	370 kr.	<b>Mulighed for bevilling</b>
<b>Greb med sugekopper</b> 	Greb til glatte overflader der kan sættes fast på fliser, badekar, køleskab og lign.  Grebet er forsynet med indikator, som viser rødt, når der ikke er ordentlig kontakt med overfladen. Dette skal altid have for øje, hvorfor der skal foretages en særlig vurdering af, hvad grebet skal bruges til, og hvem der skal sikre korrekt anvendelse.  Må ikke sidde på fuger.  Max belastning 60 kg. ved træk.	73186	330 kr.	<b>Selvkøb</b>  <b>Vær opmærksom på risikovurdering.</b>  <b>I AAK anvendes som udgangspunkt nagelfaste grebsløsninger.</b>

Produkt	Beskrivelse og anvendelse	HMI-nr.	Prisniveau inkl. moms	Bevilling
<p><b>Gribetang</b> (aktiv)</p> 	<p>Der er magnet i håndtaget, så gribetangen kan vendes om og opsamle ting af metal som f.eks. nøgler.</p> <p>Skridsikker belægning i kloen giver et sikkert greb.</p> <p>Findes i flere længder.</p>	20204 (60 cm)	125 kr.	<p><b>Mulighed for bevilling</b></p> <p><b>Dette gør sig udelukkende gældende ved brug til påklædning – ej opsamling.</b></p>
<p><b>Gribetang</b> (passiv)</p>	<p>Passiv model med magnet i håndtaget. Gribetangen er egnet til brugere, som kan have svært ved at holde et fast tryk på håndtaget.</p> <p>Når man trykker gribetangen ind og slipper igen, holder den fast i emnet.</p>	20208 (70 cm)	170 kr.	<p><b>Mulighed for bevilling</b></p>