


Alerto Care Technologies

Præsentation



I tilfælde af besvimelse -
tryk på nødkaldsknap!



Alerto håndfrit nødkald

IoT-løsning

- Bevægelses- og røgsensorer diskret monteret i hjemmet
- Hurtig fald-detektion
- Datatransmission til Alertos servere
- Data-analyse i Alertos software
- Alerts til vagtcentral og pårørende
- Grafisk log over seneste 48 timer
- Løbende log over vagtcentralens indsats

Standardpakke

Indhold fuld pakke

- 1 x basestation
- 5 x bevægelsessensorer
- 1 x røgalarm
- 1 x dørkontakt
- 1 x nødkaldsknap til håndled eller halssnor
- 1 x nødkaldsknap i gulvhøjde



Input til triagering og tidlig opsporing

The screenshot shows the Alerto app interface. At the top, there are navigation icons: 'Tilbage' (Back), 'Opgaver/aftaler' (Tasks/Agreements) with a red '2' notification, 'Hjælp' (Help), and 'Gem' (Save). Below this is a grid of green buttons for symptoms: Træt, Smerter, Sår, Feber, Vandladning, Afføring, Hævede ben, Svimmel, Åndenød, and Syn/hørelse. Below the grid is a green button for 'Hud'. At the bottom is a semi-circular radar chart with three segments: 'Spise / Drikke' (orange), 'Fysiske klager' (red), and 'Psykisk - Socialt' (green). The name 'Helga Andreasen' is displayed at the bottom left, and a lightning bolt icon is at the bottom right.



This screenshot is identical to the one on the left, but with additional visual cues. The 'Vandladning' and 'Afføring' buttons are highlighted in yellow and have a small blue 'A' icon. The 'Hud' button has a yellow circle with the number '2' above it. The radar chart also has a yellow circle with the number '2' above it. The name 'Helga Andreasen' and the lightning bolt icon remain the same.

Værdi for den ældre

- Mulighed for inddragelse af den ældres netværk
- Mere mod til at være selvhjulpen (erfaringer fra Ærø)
- Understøttelse af tidlig opsporing
- Mulighed for tilkobling til hjemmeplejens akut tlf
- Hændelser / afvigelser kan deles med sundhedspersonale via omsorgssystem.

Ingen apps – kun sms

Ved inaktivitet sendes sms til vagtcentralen, som forsøger at kontakte brugeren telefonisk.

Afklares situationen ikke, kontakter vagtcentralen personalet telefonisk og videresender derefter sms'en.

Alerto anvender ikke apps og er derfor umiddelbart tilgængelig på alle telefoner.

Alerto: Der har ikke været bevægelse hos Anna Larsen i nogen tid. Vil du tjekke?
Svar med: anla sos ok, hvis du tager dig af denne alarm.

Tlf: [+45 62201680](tel:+4562201680)

Adresse: Rønne Alle 20, 5700

Rute: <http://maps.google.com/maps?q=Ronne+Alle+20%2C5700>

Venlig hilsen


Alertos Vagtcentral

Tlf. [+45 97820411](tel:+4597820411)

Fungerer på alle smartphones

Ved tryk på linket i sms'en fremkommer positionen på Google Maps.


Personalet kan nu på vanlig vis guides frem til borgerens adresse.



Pris til private

Fra 350 kr./måned + 500 kr. for installation
- inkl. moms

Grafisk log (fiktivt eksempel)



Særlige indikationer til brug for tidlig opsporing

- Epilepsi
- Demens
- Nedsat syn
- Polyfarmaci
- Tidligere fald
- Alkoholmisbrug
- Tidligere apoplexi
- Parkinsons sygdom
- Nedsat muskelstyrke
- Svimmelhed eller balanceforstyrrelser
- Hyppige urinvejsinfektioner med delirtendens

Team

Alerto Care Technologies ApS

Jørgen Holm

Speciallæge i almen medicin, CEO

Lasse Holm

Cand. merc., COO

Anders Launer Bæk-Petersen

Machine Learning Engineer, AI

Ole Pedersen

MSc. Advanced Robot Technology, AI

Redningsringen A/S

Danmarks ældste vagtcentral, godkendt af rigspolitichefen

Pipeline

“Intensiv monitorering af indlæggelsestruede og tidligt udskrevne patienter (patient@home) via optisk sensor uden visuelt output .”

Vi modtager gerne henvendelser fra kommuner, der kunne overveje at blive testkommuner.

Kontakt

Jørgen Holm,
Speciallæge i almen medicin,
CEO

Tlf. 2295 8638
Email: jh@alerto.dk

